

| USOS | MARCA GENERAL | MODELO O REFERENCIA. OEM. (Original Manufacturer Equipments) | MEDIDAS | Formato | Color | Tipo de Sensor |
|---------------|----------------------|--|-----------------|---------|---------|----------------|
| An. Sangre | ABL 800 | ABL800 FLEX | 112 X 27 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Mon Fetal | ADVANCED | FHR 240 / IM76 / IM88 / AM66 / AM560 | 120X100X150 | PACK | ROJO | No Tiene |
| ECG | ASPEL | ECO 5 | 58 X 25 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| Desfibrilador | BEXEN | REANIBEX SERIE 800 (19mm) | 106 X 25 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | BIOCARE | 300G / CONCTEC / TRISMED CARDIPIA 200 | 63 X 30 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | BIOCARE | 600 G / CONTEC / TRISMED CARDIPIA 400 | 110 X 27 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | BIOCARE | 1200 G / CONTEC | 210 X 20 | ROLLO | NARANJA | No Tiene |
| ECG | BIOCARE | 1210 - 12 CANALES | 210 X 140 X 200 | PACK | NARANJA | Marca |
| Mon Fetal | BIOCARE | FM 800 / 801 | 112 X 100 X 200 | PACK | NARANJA | No Tiene |
| Mon Fetal | BIONET MONITOR FETAL | FC-700 / 710 | 214 X 25 | ROLLO | VERDE | No Tiene |
| ECG | BIONET | CARDICARE 2000 | 210 X 30 | ROLLO | NARANJA | No Tiene |
| ECG | BIONET | CARDIOCARE / TRISMED CARDIPIA 800H | 215 X 30 | ROLLO | ROJO | Marca |
| Monitor Fetal | BIONET | EEC 9785 / XP-BASIC / XP-BFZ-INT-01 | 152 X 120 X 200 | PACK | VERDE | No Tiene |
| Monitor Fetal | BIONET | EEC 9785 / XP-BASIC / XP-BFZ-INT-01 | 152 X 24 | ROLLO | VERDE | No Tiene |
| Mon Fetal | BIOSYS | BFM 800 | 112 X 120 X 250 | PACK | AZUL | No Tiene |
| Mon Fetal | BIOSYS | IFM 500 | 120 X 120 X 250 | PACK | AZUL | No Tiene |
| Mon Fetal | BISTOS MONITOR FETAL | BT 300 | 130X120X250 | PACK | ROJO | No Tiene |
| ECG | BOSCH 6.786.771.003 | EKG 13K / 103K | 134 X 30 | ROLLO | ROJO | Marca |
| ECG | BOSCH 6.786.771.009 | Amstrom - Qmed Inter 1000 Ina 001- EKG503V | 120 X 30 | ROLLO | ROJO | Marca |
| ECG | BURDICK | EK 500C | 63 X 45 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | BURDICK | 007957 007941 - ELITE II - 007940 - EK-10 | 50 X 45 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | BURDICK | 007868 - E600 / E-SCRIBE - E350 | 215 X 280 X 200 | PACK | ROJO | Perforado |
| ECG | BURDICK | 007970/71 - ECLIPSE 4 / 400 | 106 X 140 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | BURDICK | 007979 - ECLIPSE 8 / 800 | 216 X 140 X300 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | BURDICK | 007980 - ECLIPSE 8 / 800 EURO | 210 X 150 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | BURDICK | 007984 - QUEST / ATRIA / ECLIPSE PLUS | 215 X 280 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | BTL / ASPEL | BTL-08 SD1 / BTL-08 SD3 / BTL-08 SD6 | 58 X 25 | ROLLO | ROJO | No Tiene |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---|-----------------|-------|---------|----------|
| ECG | BTL / INNOMED | BTL-08 MD3 / BTL-08 MD / BTL-08 MT | 112 X 27 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| Mon Fetal | CADENSE II / EDAN 300 Hojas | DANATECH - NOVA - Conctec | 112 X 90 X 300 | PACK | ROJO | Marca |
| Mon Fetal | CADENSE II / EDAN 150 Hojas | DANATECH - NOVA - Conctec | 112 X 90 X 150 | PACK | ROJO | Marca |
| Mon Fetal | CADENSE BIOCARE. | FM 801 | 112 X 100 X 200 | PACK | NARANJA | No Tiene |
| ECG | CARDIOLINE | DELTA 1 PLUS | 60 X 30 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | CARDIOLINE | DELTA 3PLUS | 110 X 100 X 300 | PACK | NARANJA | Marca |
| Mon Fetal | CAREWELL | CFM-21 | 210 X 100 X 200 | PACK | NARANJA | No Tiene |
| Mon Fetal | CAREWELL | CFM-800T | 150 X 100 X 150 | PACK | NARANJA | Marca |
| ECG | CAREWELL | 1103 B / G | 63 X 30 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | CAREWELL | 1103 L / LW / GW | 80 X 20 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | CAREWELL | 1106 L | 112 X 27 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | CAREWELL | 1112 L - 12 CANALES | 210 X 20 | ROLLO | NARANJA | No Tiene |
| ECG | CAREWELL | 1112 M - 12 CANALES | 215 X 30 | ROLLO | ROJO | Marca |
| Impedanciom | CLARINET | VIASYS / AUTOKERATOMETROS MICRO | 110 X 20 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Mon Fetal | COMEN | STAR 5000 D | 150 X 100 X 150 | PACK | NARANJA | Marca |
| ECG | COMEN | CM-100B | 50 X 20 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| Mon Fetal | COMEN | STAR 5000 / 5000 C / 5000 E | 112 X 100 X 200 | PACK | ROJO | No Tiene |
| Mon Fetal | COMEN | STAR 5000 F | 150 X 90 X 150 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | COMEN | CM - 300 | 80 X 20 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | COMEN | CM - 600 | 110 X 140 X 140 | PACK | NARANJA | Marca |
| ECG | COMEN | CM - 1200 | 210 X 20 | ROLLO | NARANJA | No Tiene |
| Mon Fetal | COROMETRICS 4305 BAO | 4305 BA0 / SERIES 170 / 250 | 152 X 90 X 150 | PACK | ROJO | No Tiene |
| Mon Fetal | COROMETRICS 4305 AAO | SERIES 115/116/118/120/150/151 | 152 X 90 X 150 | PACK | ROJO | No Tiene |
| Mon Fetal | COROMETRICS 4483 AAO | SERIES 140/145/155 | 140mm X 43 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | CORPULS 8 / 16 | ED - 510 | 70 X 100 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| Espirometro | CRITIKON INC 8855 | RA50 - CLINITEC 50 /ESPIROLAB / MIR | 110 X 30 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Desfibrilador | CU -MEDICAL SYSTEM | DEFI-MONITOR LIFEGAIN HD1 - CUER | 58 X 9 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | DANATECH | SMART ECG SE-3 - EDAN | 80 X 30 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | DOT CARD 66010000 | CARDIETTE AR300 | 50 X 30 | ROLLO | AZUL | Marca |
| ECG | DOT CARD 66010026 | STAR-100 | 130 X 15 | ROLLO | AZUL | Marca |
| ECG | DOT CARD 66010029 | CARDIETE AR 2100 / VIEW BT / DEADALUS | 209 X 20 | ROLLO | AZUL | Marca |
| ECG | DOT CARD 66010033 | CARDIETE AR 1200 - START 200 | 120 X 20 | ROLLO | AZUL | Marca |
| ECG | DOT CARD 66010037/P | CARDIETE AR600 | 60 X 75 X 200 | PACK | AZUL | Marca |
| ECG | DOT CARD 66010037/R | CARDIETE AR600 | 60 X 15 | ROLLO | AZUL | Marca |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|---|-----------------|-------|---------|-----------|
| MF | EDAN F9 | F3 / F6 / F9 | 152 X 90 X150 | PACK | ROJO | No Tiene |
| ECG | EDAN SE-1 | SMART SE-1 / DEAM | 50 X 30 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | EDAN SE-3 | SMART ECG SE-3 -EDAN - XS | 80 X 20 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | EDAN SE-6 | SE-601A, SE-601B, SE601C | 110 X140 X140 | PACK | NARANJA | Marca |
| ECG | EDAN SE-12 - R | SMART SE-12 EXPRESS | 210*20 | ROLLO | NARANJA | No Tiene |
| ECG | EDAN SE-12 - Z | SMART SE-12 EXPRESS | 210 X 280 X 150 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | ESAOTE / OTE BIOMEDICA | P80 | 90 X 70 X 400 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | ESAOTE / OTE BIOMEDICA | P 8000 | 80 X 70 X 400 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | ESAOTE / OTE BIOMEDICA | P/210*150 | 210 X 150 X 167 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | ESAOTE / OTE BIOMEDICA | P9690011000 | 126 X 150 X 167 | PACK | ROJO | Marca |
| Mon Fetal | FETATRAC | PIM-310 | 114*100*200 | PACK | AZUL | No Tiene |
| ECG | FUKUDA 050R30 | SMART ECG SE-1 | 50 X 30 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | FUKUDA 063R30-HO1 | Cardimax, FX121 - CP103 / 503F | 63 X 30 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | FUKUDA 63F30-HO3 | Alfa 1000-CK1000 - Cardiosunny | 63 X 100 X 300 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | FUKUDA OP 115 TE DENSHI | FX101 / FX102 / FD201 | 50 x75 x 400 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | FUKUDA OP 122 TE | FCP2201G / FX2001 / FX2155 / FD202 | 63 X 75 X 280 | PACK | NARANJA | Marca |
| ECG | FUKUDA OP 222 TE | FX7202 | 110 X140 X160 | PACK | NARANJA | Marca |
| Mon Fetal | GENERAL MEDITECH | 210-100 | 112 X 100 X 200 | PACK | ROJO | No Tiene |
| Mon Fetal | GOLDWAY | UT-3000 / LUTECH / DATALYS (500-500M-500PLUS) | 112 X 100 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| Desfibrilador | GE (General Electric) | CARDIOSERV | 60 X 30 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Desfibrilador | GE (General Electric) | HELLIGE RESPONDER 1200 / 1250 / 1500 | 50 X 30 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| ECG | GE / HELLIGE 226.130.01 / 02 | EK 41/51 / SMR200 / SCP 922 | 55 X 40 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| ECG | GE / HELLIGE 226.166.01 | CARDIOSMART - MAC 1000 /1100/1200ST | 210 X 300 X 150 | PACK | NARANJA | Marca |
| ECG | GE / HELLIGE 220.887-001 | MAC 400 / MAC 600 | 80 X 90 X 360 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | GE / HELLIGE 226.167.02 | MAC 500 - Microsmart | 90 X 90 X 360 | PACK | ROJO | Marca |
| Mon Fetal | HP 1910A / PHILIPS | M1350A-B-C / M1351A / M1353A/ M2922A | 150 X 100 X 150 | PACK | NARANJA | Marca |
| Mon Fetal | HP 1911A / PHILIPS | AVALON FM20/M2703A AVALON FM30 | 151 X 100 X 150 | PACK | NARANJA | Marca |
| Desfibrilador | HP 40477/A PHILIPS | CODEMASTERXL, M1722B/M1722A/M1723 | 50 X 30 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| P. Esfuerzo | HP M 2481 A / PHILIPS | PW100//200/XL-M1702A/1710A | 215 X 280 X 200 | PACK | ROJO | Perforado |
| P. Esfuerzo | HP M1707A / PHILIPS | PW100//200/XL-M1702A/1710A | 215 X 280 X 200 | PACK | ROJO | Perforado |
| Campimetro | HUMPREY | 750 / ZEISS | 214 X 27 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Mon Fetal | HUNTLEIGH BABY | BD 4000 / DOPLEX 4000 | 152 X 150 X 200 | PACK | BLANCO | No Tiene |
| Mon Fetal | HUNTLEIGH BABY | TWIN MODEL - SERIES | 210 X 150 X 200 | PACK | BLANCO | No Tiene |
| ECG | INNOMED / BTL | HEARTSCREEN 112D / KENZ / BIONICS 600-900 | 112 X 27 | ROLLO | ROJO | No Tiene |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--|------------------|-------|---------|-----------|
| ECG | KENZ | ECG 106 SUZUKEN | 45 X 30 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | KENZ R183-30R-C EKG | CARDICO 301 - 303 - Cardioline Delta60 | 183 X 30 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | KENZ R1 -112*27C | CARDICO 302 | 112 X 27 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | KENZ | CARDIO 1210 / 1211 | 210 X 150 X 300 | PACK | ROJO | Marca |
| Anali.de Quim | LACTOSCAN | PERTEN / LA / MASTER CLASIC (Core13mm) | 80 X 21 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Anali. de Quim | LACTOSCAN | PERTEN / LA / MASTER CLASIC | 80 X 27 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Audiometro | MAICO | Impedanciometros / Interacoustics / Easy Tymp | 110 X 30 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| P. Esfuerzo | MARQUETTE | 9402-020 - MAX 1 / CASE 12 / 15 / 8000 - E9001EK | 214 X 280 X 300 | PACK | ROJO | Perforado |
| P. Esfuerzo | MARQUETTE | 9402-021 MAC 5000 / MAC 1600 / MAC 3500 | 210 X 280 X 300 | PACK | ROJO | Perforado |
| ECG | MARQUETTE 9402-023 | Kenz 302-108 /Trismed / DR Lee / MAC-PC | 108 X 27 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| P. Esfuerzo | MARQUETTE | 9402-024 CASE 16 | 214 X 280 X 300 | PACK | ROJO | Perforado |
| Autoclave | MATACHANA | SC500 / 21L | 57 X 25 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Autoclave | MATACHANA | F10062 / S1000 REF. 41602.3 CORE 13 MM | 57 X 40 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Autoclave | MATACHANA | 5C 500 / 21L / M 20B REF. 41602.8 CORE 13MM | 57 X 20 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| ECG | MEDIANA | YM - 412 i | 110 X 27 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| Mon Fetal | MEDIANA | FM - 20 / FS151-90-80R-01 | 152 X 90 X 150 | PACK | ROJO | No Tiene |
| ECG | MEDIANA | YM - 406 i | 110 X 100 X 300 | PACK | ROJO | Marca |
| Monitor Signo | MEDIANA | D 500 | 80 X 80 X 300 | PACK | ROJO | No Tiene |
| Desfibrilador | MINDRAY | BENEHEARTH - D3 / D6 | 50 X 20 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| ECG | MINDRAY | BENEHEARTH - R3 | 80 X 20 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | MINDRAY | BENEHEARTH - R3 / Z FOLD | 80 X 70 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | MINDRAY | BENEHEARTH - R12 | 210 X 300 X 150 | PACK | ROJO | Marca |
| Anali. de Quim | MINDRAY | BA-88A | 50 X 20 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| ECG | MORTARA INST. | ELI-100 | 108 X 23 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| ECG | MORTARA INST. | ELI-150 | 106 X 140 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | MORTARA INST. | ELI-230 | 210 X 20 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| P. Esfuerzo | MORTARA INST. | ELI-250 | 210 X 280 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | NEC | NEC KARTIZER - TP1 145F3M | 145 X 125 X 240 | PACK | NARANJA | Marca |
| ECG | NIHON KOHDEN | FQW 110-2-140 9020K - CARDIOFAX S ECG 1250K | 110 X 140 X 143 | PACK | BLANCO | Marca |
| ECG | NIHON KOHDEN | FQW 110-2-140 9020K - GRAFICADO | 110 X 140 X 143 | PACK | NARANJA | Marca |
| ECG | NIHON KOHDEN | FQW 210-3-140 | 210 X 140 X 200 | PACK | BLANCO | Marca |
| EEG | NIHON KOHDEN | FV 245-30 | 245 X 300 X 1000 | PACK | VERDE | No Tiene |
| ECG | NIHON KOHDEN | RQS - 145-3 | 145 X 30 | ROLLO | ROJO | Marca |
| ECG | NIHON KOHDEN | 145-2.5-100 | 145 X 100 X 250 | PACK | NARANJA | Marca |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----------------|-------|---------|----------|
| ECG | NIHON KOHDEN FQS 50-2-100 | TEC 5521 / 5531 / 7000 /7100 /7200 /7300 / 2202 | 50 X 100 X 200 | PACK | NARANJA | No Tiene |
| ECG | NIHON KOHDEN FQS 50-3-100 | TEC 5521 / 5531 / 7000 /7100 /7200 /7300 / 2202 | 50 X 100 X 300 | PACK | NARANJA | No Tiene |
| ECG | NIHON KOHDEN | FQW 110-3-150 - TEC8250 / TEC8251 | 110 X 150 X 200 | PACK | BLANCO | Marca |
| ECG | NIHON KOHDEN | FQW 110-3-150 - TEC8250 / TEC8251 (Graficado) | 110 X 150 X 200 | PACK | NARANJA | Marca |
| ECG | NIHON KOHDEN | FQS 145-3-75 | 145 X 75 X 400 | PACK | NARANJA | Marca |
| ECG | NIHON KOHDEN | 9620-T / RQS 63-3 | 63 X 30 | ROLLO | ROJO | No Tiene |
| Desfibrilador | PRIMEDIC | ECO - 1 / XD SERIES / DM30 | 57 X 25 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Desfibrilador | PRIMEDIC | ECO - 1 / XD SERIES / DM30 | 57 X 30 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Desfibrilador | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK-6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 20 | 50 X 30 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Desfibrilador | PHYSIO CONTROL | LIFEPAK- 12 / 84700-010 | 106 X 25 | ROLLO | NARANJA | No Tiene |
| P. Esfuerzo | QUINTON INST | Q4500 18416-001/002 Q 710 | 215 X 280 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | SCHILLER AT1 2157014 | Cardiovit - Spirovit - Sp1 | 90 X 90 X 400 | PACK | ROJO | Marca |
| P. Esfuerzo | SCHILLER AT2 2157017 | AT-2 / AT-2 PLUS / CS200 | 210 X 280 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | SCHILLER AT3 2157007 | AT3 | 70 X 100 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | SCHILLER AT4 2157016 | AT4 | 90 X 90 X 270 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | SCHILLER AT5 2157013 | AT5 | 135 X 140 X150 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | SCHILLER AT10 2.157.012 | AT10 | 210 X 140 X 250 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | SCHILLER AT101 2.157.026 | Spirovit AT101 | 80 X 70 X 300 | PACK | ROJO | Marca |
| Desfibrilador | SCHILLER AT101 2.157.030 | DEFIGARD 4000 / 5000 OXIMETRO KONICA | 80 X 70 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | SCHILLER | MS-2010 / 2.157.035 | 115 X 100 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| Poligrafo | SIEMENS | V6 | 210 X 300 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| Mon Fetal | SONICAID 8400-8003 / BD4000 XS | Meridiam 800 / Nicolette, Imex - OxfordTeam | 143 X 150 X 300 | PACK | BLANCO | No tiene |
| ECG | SPACELABS | 06019600006-0196-00 / 90308 & PC EXPRESS | 50 X 120 X 150 | PACK | BLANCO | Marca |
| Anali. de Quir | Steri-Vac | Models 8XL / 5XL | 79 X 27 | ROLLO | BLANCO | No tiene |
| Mon Fetal | SUNRAY | SRF618K9 / SRF618B6 | 150 X 100 X 150 | PACK | NARANJA | Marca(2) |
| Mon Fetal | SUNRAY (GOLDWAY) | SRF618B++ / SRF618B5. | 112 X 100 X 200 | PACK | ROJO | No Tiene |
| Autoclave | TUTTNAUER | 999194684 / 01610406 / 3678 (Core 13mm) | 57 x 25 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Mon Fetal | TOITU 0030-005 | MT-325 / MT-323 | 152 X 150 X200 | PACK | VERDE | No tiene |
| Mon Fetal | WALKELING MEDICAL | AFM-210 - 9210 - 0006 - SEWARD FETATRACK | 100 X 100 X 150 | PACK | AZUL | No tiene |
| ECG | WELCH ALLYN | CP-50 | 114 X 70 X 250 | PACK | ROJO | Marca |
| ECG | WELCH ALLYN | CP-50 ROLLO | 114 X 20 | ROLLO | ROJO | No tiene |
| ECG | WELCH ALLYN | CP-100 / 200 | 210 X 280 X 200 | PACK | ROJO | Marca |
| Desfibrilador | ZOLL 800-300 | E SERIES / M SERIES / R SERIES | 90 X 90 X 200 | PACK | ROJO | Marca(2) |
| Desfibrilador | ZOLL 8000-000901 | X SERIES | 80 X 20 | ROLLO | ROJO | No Tiene |

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------|----------|-------|--------|----------|
| Ecografia | | VIDEO PRINT GMP UPP 110/S | 110 X 20 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Ecografia | | VIDEO PRINT GMP UPP 110H/G | 110 X 18 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Ecografia | | VIDEO PRINT SONOMED UPP 110/S | 110 X 20 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Ecografia | | VIDEO PRINT SONOMED UPP 110H/G | 110 X 18 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Ecografia | | VIDEO PRINT SONY UPP 110/S | 110 X 20 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |
| Ecografia | | VIDEO PRINT SONY UPP 110H/G | 110 X 18 | ROLLO | BLANCO | No Tiene |

Notas: La primera columna **USO:** MF = Monitor fetal, PE = Prueba de esfuerzo, POL = Polígrafo, ECG = electrocardiógrafo, EEG = electroencefalógrafo. DES = Desfibrilador, AH = Analizador hematología.

La segunda columna marca del equipo.

La tercera columna el modelo a los cuales sirve el producto.

La Cuarta las medidas. Si es rollo el primer numero el ancho en milímetros, segundo numero el numero de metros. Si es libreta el primer numero en ancho, segundo el largo y tercero el numero de hojas que trae.

La quinta: R = Rollo, Pack = Libreta.

La septima: Tipo de sensor, si el papel tiene marca o no y el tipo de marca, si es marca impresa o agujero.